

Cavex Bite&White

Aufhellungssysteme für zu Hause



**WICHTIGE INFORMATIONEN
IM HINBLICK AUF DIE
AUFHELLUNGSBEHANDLUNG
BITTE WENDEN!**

CAVEX

Bite&White



Professional Dental Whitening System

www.cavex.nl

Cavex Bite&White Aufhellungssysteme für zu Hause

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Cavex Bite&White Aufhellungssystems für zu Hause. Wir möchten Sie gerne auf Folgendes hinweisen:

1. **Der beste Zeitpunkt zum Aufhellen der Zähne ist am Abend, vorzugsweise nicht zu lange vor dem Schlafengehen.** Der Grund dafür ist, dass Sie dann nicht mehr essen oder trinken und im Schlaf können sich die Zähne am besten von der Behandlung „erholen“.
2. Vermeiden Sie z.B. Rauchen, Kaffee, Tee, Rotwein, Cola, Curry und Spinat während der Aufhellung. Als Faustregel gilt, dass Lebensmittel, die einen Fleck auf einer weißen Tischdecke hinterlassen können, auch Ihre Zähne verfärben können. Essen und trinken Sie vor allem „weiße“ und neutrale Produkte. 24 Stunden nach der Behandlung können Sie wieder normal essen/ trinken.
3. **Vermeiden Sie eine Überdosierung des Aufhellungsgels.** Falls Sie das Gel selbst in die Schiene geben müssen, benutzen Sie bitte einen Tropfen pro Zahn und vermeiden Sie eine Überdosierung. Eine größere Menge Gel beschleunigt nicht die Aufhellung kann aber zu einer Reizung des Zahnfleischs führen
4. **Was ist bei einer Überempfindlichkeit der Zähne während oder nach dem Aufhellen zu tun?** Manchmal tritt während oder nach dem Aufhellen eine Überempfindlichkeit der Zähne auf. Diese tritt nur vorübergehend auf, kann aber als unangenehm empfunden werden. Um diese Überempfindlichkeit zu lindern, können Sie Cavex Bite&White ExSense (Zahn Conditioner) und zum Putzen eine „sensitive“ Zahncreme verwenden.
5. **Fragen zum Aufhellen?** Bei Fragen und eventuellen Beschwerden sollten Sie sich an Ihren Zahnarzt wenden. Bei Fragen über die Aufhellungsprodukte wenden Sie sich an Cavex Holland BV:
www.cavex.nl / dental@cavex.nl / +31 (0)23 530 7700

