

Ein perfekter Abdruck ist kein Zufall

Cavex Alginate Mixer 3

Produktübersicht

| | |
|-------|---|
| AT540 | Cavex Alginate Mixer 3, einschl. 10 x 500 g Cavex Cream Alginate NS |
| AT541 | Cavex Alginate Mixer 3, einschl. 10 x 500 g Cavex CA37 NS |
| AT542 | Cavex Alginate Mixer 3, einschl. 10 x 500 g Cavex Impressional NS |
| AT543 | Cavex Alginate Mixer 3, einschl. 10 x 500 g Cavex ColorChange |
| AT544 | Cavex Alginate Mixer 3, einschl. 10 x 500 g Cavex Orthotrace |

Cavex empfiehlt Normal Set-Alginat für die Verwendung im Cavex Alginate Mixer. Das Gerät mischt sehr intensiv, wodurch die Abbindezeit erhöht wird. Die Verwendung von Fast Set kann zu einer zu kurzen Verarbeitungszeit führen.

Zubehör

| | |
|-------|--|
| AT240 | Cavex Alginate Container, einschließlich Dosierlöffel. Ein perfektes Alginat in immer gleicher Qualität. |
| AT260 | |
| AT550 | Mischbecher für den Cavex Alginate Mixer 3. Für eine perfekte Alginatmischung. |
| AT511 | Spatel. Um das Alginat in einer Bewegung aus dem Mischbecher zu entnehmen. |
| AT513 | Rührstab. Für das kurze Verrühren von Alginat und Wasser. |
| AT076 | Dosierlöffel und Wasserbecher. Mit vier Maßstrichen, geeignet für die Kieferorthopädie. |
| AT021 | Cavex-Wasserdosierflasche. Für die genaue Dosierung von Wasser. |
| HA001 | Cavex GreenClean. pH-neutral, reinigt Abdrucklöffel, Spatel und Instrumente. |
| AT001 | Cavex ScanSpray. Für 100 % zuverlässige digitale Scans von Alginatabdrücken. |
| HA053 | Cavex ImpreSafe. Für die Desinfektion von Alginatabdrücken. |

Das beste, das einem Alginat passieren kann



Modelländerungen vorbehalten

Cavex-Alginat und Zubehör werden von Ihrem Dentaldepot geliefert. Wenden Sie sich zum Erhalt weiterer Informationen über die Produktzusammensetzung und -anwendungen bitte an Cavex Holland BV.

Von Minuten zu Sekunden

Neben einer konstanten Qualität bietet der Cavex Alginate Mixer 3 auch eine wesentliche Zeiteinsparung. Vorbereitung, Verarbeitung und Reinigung ist eine Sache von Sekunden. Die eingesparte Zeit kann hervorragend auf andere Weise genutzt werden.

Einfache und intuitive Bedienung

Das Mischen von Alginate muss einfach sein, also ist der Cavex Alginate Mixer 3 das auch. Wählen Sie auf dem übersichtlichen Touchscreen eines der vier vorprogrammierten Programme, ändern Sie auf Wunsch die Mischdauer und starten Sie das Programm. Einfacher geht es nicht!

- Programm M1: Extra Fast Set-Alginat
- Programm M2: Fast Set-Alginat
- Programm M3: Normal Set-Alginat
- Programm M4: Gips



Aufgeräumtes Arbeiten.

Der Cavex Alginate Mixer 3 wird mit dem notwendigen Zubehör geliefert, das in dem magnetischen Zubehöralter ordentlich aufgeräumt werden kann. Herumliegende Spatel, Mischbehälter und andere Materialien gehören der Vergangenheit an. Der Cavex Alginate Mixer 3 kann überall auf nur 22 x 28 cm aufgestellt werden, steht auch beim Mischen stabil und ist mit dem modernen Design ein Zugewinn für jede Praxis.

Eine so schöne, homogene Alginatmischung gab es noch nie

Die Grundlage eines guten Alginatabdrucks liegt bei der Wahl des besten Alginats und der richtigen Verarbeitung. Cavex ist ein führender Hersteller von Alginaten und bietet ein breites Sortiment an Produkten an, um den perfekten Alginatabdruck herstellen zu können. Der Cavex Alginate Mixer 3 ist das ideale Gerät, um eine perfekte, homogene Alginatmischung und schließlich den perfekten Alginatabdruck herzustellen.

Der Cavex Alginate Mixer 3 ist mit einem 12-Volt-Motor ausgestattet. Dadurch können die Beschleunigung und Verzögerung genau gesteuert werden und ist die Art, wie die Energie in das Alginate eingebracht wird, vollständig unter Kontrolle. Abhängig von dem gewählten Programm macht der Cavex Alginate Mixer 3 zuerst einige Links-Rechts-Bewegungen, um anschließend die Geschwindigkeit allmählich zu erhöhen. Nach einigen Sekunden Mischen wird die Geschwindigkeit wieder allmählich verringert. Insgesamt wird die Energie also sehr kontrolliert in das Alginate eingebracht, was in nur sechs bis acht Sekunden zu einem perfekt gemischten Alginate führt.



Von Hand gemischt



Cavex Alginate Mixer 3

Gewissheit eines perfekten Abdrucks

Reproduzierbarkeit ist eine Anforderung der modernen Zahnmedizin. Von Hand gemischtes Alginate führt zu Schwankungen im Produkt. Wie lange wird gemischt, wie intensiv und mit welcher Technik? Alles Faktoren, die Einfluss auf die Qualität und auf die Härtingszeit haben. Der Cavex Alginate Mixer 3 mischt immer auf genau dieselbe Weise, also sind die Eigenschaften des gemischten Alginats perfekt vorhersehbar.

Maximale Qualität, minimale Wartung

Das rotierende Laufwerk ist aus Kunststoff gefertigt. Dadurch ist der Mixer leiser, sind Schmierung und Wartung nicht notwendig und ist die Lebensdauer länger als bei einem Innenwerk aus Metall. Der Deckel besitzt eine Sicherung, so dass die Maschine bei geöffnetem Deckel nie gestartet werden kann. Das Gehäuse ist aus langlebigem Material gefertigt, das gegen gängige Reinigungsmittel (nicht auf Alkoholbasis) beständig ist.



Spezifikationen

| | |
|-------------------|--|
| Spannung | AC 220 – 230 V, 50/60 Hz |
| Leistung | 430 W |
| Drehzahl | Max. 3.600 U/min |
| Timer | Pro Sekunde einstellbar 1 – 20 s |
| Speicherplätze | Vier vorprogrammierte Programme, Dauer einstellbar |
| Größe (w x d x h) | 219 x 273 x 309 mm |
| Gewicht | 16,8 kg |

Cavex Alginate Mixer 3-Protokoll



1. Geben Sie die richtige Dosierung Alginate und Wasser in den Mischbecher.



2. Rühren Sie kurz vor, um den Mischbecher einfacher reinigen zu können und zur Schonung des Mixers.



3. Schließen Sie den Mischbecher sorgfältig, indem Sie den Deckel im Uhrzeigersinn zudrehen.



4. Bringen Sie den Mischbecher im Mixer an und schließen Sie den Deckel.



5. Wählen Sie das Programm aus, drücken Sie auf Start und warten Sie, bis das Programm beendet ist.



6. Entnehmen Sie das gemischte Alginate mit einer Bewegung aus dem Mischbecher und bringen Sie sie im Abdrucklöffel an.