

Une empreinte parfaite ne doit rien au hasard

Cavex Alginate Mixer 3

Aperçu du produit

AT540	Cavex Alginate Mixer 3 avec 10 x 500 g Cavex Cream Alginate NS
AT541	Cavex Alginate Mixer 3 avec 10 x 500 g Cavex CA37 NS
AT542	Cavex Alginate Mixer 3 avec 10 x 500 g Cavex Impressional NS
AT543	Cavex Alginate Mixer 3 avec 10 x 500 g Cavex ColorChange
AT544	Cavex Alginate Mixer 3 avec 10 x 500 g Cavex Orthotrace

Cavex recommande d'utiliser des alginates « Normal Set » pour le Cavex Alginate Mixer. L'appareil mixe de manière très intensive, de sorte que la vitesse de réaction des composants sera plus élevée. L'utilisation d'alginates « Fast Set » peut entraîner une durée de prise trop courte.

Accessoires

AT240	Cavex Alginate Container avec cuillère de dosage.
AT260	Pour un alginate en condition parfaite et dosage exact.
AT550	Gobelet de mélange pour Cavex Alginate Mixer 3.
	Pour un mélange d'alginate parfait.
AT511	Spatule.
	Pour extraire l'alginate du gobelet en un seul geste.
AT513	Bâtonnet agitateur.
	Pour pré-mélanger brièvement l'alginate et l'eau.
AT076	Cuillère de dosage et gobelet à eau.
	Avec quatre graduations, adapté à l'orthodontie.
AT021	Flacon de dosage de l'eau Cavex.
	Pour un dosage exact de l'eau.
HA001	Cavex GreenClean.
	pH neutre, nettoie porte-empreintes, spatules et instruments.
AT001	Cavex ScanSpray.
	Pour des scans numériques d'empreintes en alginate 100 % fiables.
HA053	Cavex ImpreSafe.
	Pour désinfecter les empreintes en alginate.

Ce qui peut arriver de mieux à un paquet d'alginate



Sous réserve de modifications des modèles

Les alginates et accessoires Cavex sont livrés par votre Dental Depot. Pour plus d'informations sur la composition et les applications des produits, vous pouvez contacter Cavex Holland BV.

De minutes en secondes.

Outre une qualité constante, Cavex Alginate Mixer 3 offre un gain de temps significatif. Préparation, traitement et nettoyage sont une question de secondes. Le temps ainsi économisé peut être mis à profit d'une autre manière.

Commande simple et intuitive.

Mélanger l'alginate doit être simple, et avec Cavex Alginate Mixer 3, c'est effectivement le cas. L'écran tactile très lisible permet de sélectionner l'un des quatre programmes préprogrammés, en adaptant au besoin le temps de mixage, et de lancer le programme. On ne peut plus simple !

- Programme M1 : Alginate Ultra rapide
- Programme M2 : Alginate Fast Set
- Programme M3 : Alginate Normal Set
- Programme M4 : Plâtre



Du matériel bien rangé.

Cavex Alginate Mixer 3 est livré avec ses accessoires à ranger dans leur support magnétique. Spatules encombrantes, écuelles de mélange et autres appartiennent au passé. Cavex Alginate Mixer 3 peut se poser partout sur seulement 22x28 cm, reste stable même pendant le mixage, et constitue avec son design moderne un atout pour tout cabinet.

Vous n'aviez encore jamais vu un mélange d'alginate si homogène

La base d'une bonne empreinte en alginate repose sur le choix du meilleur alginate et du traitement adéquat. Fabricant d'alginate de premier plan, Cavex propose un vaste assortiment de produits permettant de réaliser l'empreinte parfaite. Cavex Alginate Mixer 3 est l'appareil idéal pour faire un mélange d'alginate parfaitement homogène et, au final, l'empreinte en alginate parfaite.

Cavex Alginate Mixer 3 est doté d'un moteur 12 volt. Ainsi, l'accélération et le ralentissement peuvent être réglés avec précision et la manière dont l'énergie affecte l'alginate est totalement sous contrôle. Selon le programme choisi, Cavex Alginate Mixer 3 effectue d'abord quelques mouvements de gauche à droite pour ensuite augmenter progressivement la vitesse. Au bout de quelques secondes de mixage, la vitesse est à nouveau abaissée progressivement. Dans l'ensemble donc, l'énergie est apportée à l'alginate de manière très contrôlée, a jout pour résultat un alginate parfaitement mélangé en seulement six à huit secondes.



Mixage manuel



Cavex Alginate Mixer 3

Toujours sûr d'une empreinte parfaite.

La reproductibilité est une exigence dans la dentisterie moderne. Avec le mixage manuel de l'alginate, le produit présente des variations. Combien de temps dure le mixage, à quelle intensité et avec quelles techniques ? Tous ces facteurs influencent la qualité et la durée de durcissement. Cavex Alginate Mixer 3 mélange toujours exactement de la même manière, les propriétés de l'alginate mélangé sont donc toujours parfaitement prévisibles.

Qualité maximal, entretien minimal.

Le mécanisme rotatif intérieur est en matière plastique. Le mixeur est donc plus silencieux, sa lubrification et son entretien inutiles et sa durée de vie plus longue que celle des mécanismes en métal. Le couvercle comporte un dispositif de sécurité empêchant la machine de démarrer quand il n'est pas fermé. Le boîtier est en matériau durable qui résiste aux produits de nettoyage courants (pas à base d'alcool).



Spécifications techniques Alginate Mixer

Voltage	AC 220 – 230 V, 50/60 Hz
Puissance	430 W
Régime	Max. 3.600 tr/min
Minuterie	Réglable à la seconde 1-20 sec.
Mémoire	Quatre programmes préprogrammés, durée réglable.
Dimensions (w x d x h)	219 x 273 x 309 mm
Poids	16,8 kg

Protocole Cavex Alginate Mixer 3



1. Mettez la bonne dose d'alginate et d'eau dans le gobelet de mélange.



2. Pré-mélangez brièvement pour pouvoir nettoyer le gobelet plus facilement et préserver le mixeur.



3. Fermez bien le gobelet en vissant le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.



4. Placer le gobelet de mélange et fermer le couvercle.



5. Sélectionnez programme, pressez Start et attendez la fin du programme.



6. Retirez le mélange d'alginate du gobelet en un seul geste et appliquez-le dans la gouttière.