

PREMIUM ORAL CARE

bite & white

EX SENSE

-
désensibilisant

-
Réduit l'hypersensibilité
Cavex Bite&White ExSense
offre un soulagement de
longue durée grâce à l'ajout
de 2 % d'hydroxyapatite.

Usage par le dentiste au cabinet
ou par le patient à domicile.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM ORAL CARE

bite & white

EX SENSE

désensibilisant

La sensibilité dentaire fait souvent suite à l'érosion dentaire ou à la dentine exposée. Le désensibilisant est un dispositif médical de classe IIa qui répond aux exigences européennes en matière de sécurité, santé et environnement.

Cavex ExSense est à base de 2 % d'hydroxyapatite qui scelle les tubuli et microfissures de l'émail à l'aide d'un sol hydrodispersant. Les zones sensibles sont ainsi entièrement isolées. L'ajout de 0,1 % de nitrate de potassium permet de restaurer la micro-dureté des éléments.

Application

Le désensibilisant a un effet préventif sur la sensibilité. En outre, il apporte un soulagement durable en minimisant l'hypersensibilité aigüe, mais aussi en réduisant la sensibilité chronique.

Le gel au goût agréable mentholé peut être appliqué de deux manières : en frottant avec un doigt propre en douceur ou en le portant dans une gouttière pendant environ dix minutes. Facile à appliquer, Cavex ExSense peut s'utiliser à la fois par le dentiste au cabinet et par le patient à domicile.



Caractéristiques

- L'hydroxyapatite isole les tubuli et microfissures
- Prévient et réduit la sensibilité dentaire
- Accélère le processus de reminéralisation
- Agréable goût mentholé

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX